

Realiza el control sanitario completo de tus colonias a partir del envío de muestras

- ✓ Evita transporte de animales
- ✓ Muestreo no terminal



Heces

- 1-2 pellets frescos por animal
- 2 tubos animal
- Identifica el tubo



Hisopo orofaríngeo

- Toma una muestra de la zona orofaríngea siguiendo las instrucciones del hisopo estéril.
- Identifica el tubo



Celo - porta

- Toma una muestra de la zona dorsal / flancos presionando la pegatina en el pelaje.
- Pega la pegatina en el porta
- Identifica el porta



Sangre

- Recoge gotas de sangre entera, 1 círculo por animal
- Déjalo secar durante al menos 2 horas.
- Identifica las muestras y cierra el sobre

**sólo para animales IC*

Solicita el kit de toma de muestras

PANEL FELASA - MUESTRAS				
RATÓN INMUNOCOMPETENTE				
MUESTRA		ANUAL	TRIMESTRAL	
Ectromelia virus (ECTRO)	<i>Sangre (suero)</i>	ELISA		
Epizootic diarrhea of infant mice (EDIM)		ELISA	ELISA	
Hantaan virus		ELISA		
K virus (Kvir)		ELISA		
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)		ELISA		
Murine adenovirus FI (MAD-1)		ELISA		
Murine adenovirus K87 (MAD-2)		ELISA		
Mouse cytomegalovirus (MCMV)		ELISA		
Mouse hepatitis virus (MHV)		ELISA	ELISA	
Murine parvovirus (NS1)		ELISA	ELISA	
Mouse parvovirus (MPV 1 y 2)		ELISA	ELISA	
Minute virus of mice (MVM)		ELISA	ELISA	
Murine norovirus (MNV)		ELISA	ELISA	
Polyoma virus (Poly)		ELISA		
Pneumonia virus of mice (PVM)		ELISA	ELISA	
Reovirus type 3 (REO-3)		ELISA		
Sendai virus		ELISA	ELISA	
Theiller's murine encephalomyelitis virus (TMEV)		ELISA	ELISA	
Lactate dehydrogenase elevating virus (LDHV)		ELISA		
Cilia-Associated Respiratory Bacillus (CARB)		ELISA		
Mycoplasma pulmonis (Mpul)		ELISA		
Clostridium piliforme – Tyzzer's (Cpil)		ELISA		
Streptobacillus moniliformis		ELISA		
Helicobacter spp		<i>Heces</i>	PCR (SEC)	PCR (SEC)
Citrobacter rodentium			CULTIVO	CULTIVO
Corynebacterium kutscheri			CULTIVO	CULTIVO
Salmonella spp	CULTIVO		CULTIVO	
Bordetella bronchiseptica	<i>Hisopo orofaríngeo</i>	CULTIVO	CULTIVO	
Pasteurella pneumotropica		CULTIVO	CULTIVO	
Streptococcus β -haemolyticus (excl. group D)		CULTIVO	CULTIVO	
Streptococcus pneumoniae		CULTIVO	CULTIVO	
Bacteria oportunista y comensal		CULTIVO	CULTIVO	
Pneumocystis murina	<i>Sangre (suero)</i>	ELISA		
Encephalitozoon cuniculi (ECUN)		ELISA		
Ectoparásitos	<i>Celo</i>	MICROSCOP	MICROSCOP	
Endoparásitos - pinworms (oxiuros)	<i>Heces</i>	PCR	PCR	

PANEL FELASA - MUESTRAS				
RATA INMUNOCOMPETENTE				
MUESTRA		ANUAL	TRIMESTRAL	
Hantaan virus	<i>Sangre (suero)</i>	ELISA		
Kilham rat virus		ELISA	ELISA	
Lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)		ELISA		
Murine adenovirus FI (MAD-1)		ELISA		
Murine adenovirus K87 (MAD-2)		ELISA		
Pneumonia virus of mice (PVM)		ELISA	ELISA	
Rat Parvoviruses		ELISA	ELISA	
Rat Minute Virus		ELISA	ELISA	
Rat coronavirus/ Sialoacrydenitis virus (RCV/SDAV)		ELISA	ELISA	
Reovirus type 3 (REO-3)		ELISA		
Sendai virus		ELISA		
Theiller's murine virus (TMEV)		ELISA	ELISA	
Toolan's H-1 virus (H-1)		ELISA	ELISA	
Cilia-Associated Respiratory Bacillus (CARB)		ELISA		
Mycoplasma pulmonis (Mpul)		ELISA	ELISA	
Clostridium piliforme – Tyzzer's (Cpil)		ELISA	ELISA	
Streptobacillus moniliformis		ELISA		
Helicobacter spp		<i>Heces</i>	PCR (SEC)	PCR (SEC)
Citrobacter rodentium			CULTIVO	CULTIVO
Corynebacterium kutscheri	CULTIVO		CULTIVO	
Salmonella spp	CULTIVO		CULTIVO	
Bordetella bronchiseptica	<i>Hisopo orofaríngeo</i>	CULTIVO	CULTIVO	
Pasteurella pneumotropica		CULTIVO	CULTIVO	
Streptococcus β -haemolyticus (excl. group D)		CULTIVO	CULTIVO	
Streptococcus pneumoniae		CULTIVO	CULTIVO	
Bacteria oportunista y comensal		CULTIVO	CULTIVO	
Pneumocystis carinii	<i>Sangre (suero)</i>	ELISA		
Encephalitozoon cuniculi (ECUN)		ELISA		
Ectoparásitos	<i>Celo</i>	MICROSCOP	MICROSCOP	
Endoparásitos - pinworms (oxiuros)	<i>Heces</i>	PCR	PCR	